

A 860
Hållargaller
för injektormodul A 300/2 och A 300/3.



- Indelning: 2 x 4 fält
- Kan sättas på injektormodul A 300/2 och A 300/3
- För optimal positionering av laboratorieglass
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516087663 / Materialnummer: 11056800 / Gamla materialnummer: 69686000D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	8
Fackbredd i mm	114
Facklängd i mm	114
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	30
Ytermått, nettobredd i mm	250
Ytermått, nettodjup i mm	350
Ytermått, bruttohöjd i mm	35
Ytermått, bruttbredd i mm	300
Ytermått, bruttdjup i mm	400
Nettovikt i kg	0,10
Bruttovikt i kg	0,18