


APLW 000

Insats

för optimal placering av laboratorieglass på övre planen.

EAN: 4002516115281 / Materialnummer: 11104470 / Gamla materialnummer: 69300000D



- Utrustad med 1 inbyggd spolarm
- För placering av insatser
- Placeringsmått: 484 x 525 mm

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för glasbägare	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	560
Ytermått, nettodjup i mm	532
Ytermått, bruttohöjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	4,30
Bruttovikt i kg	6,07