

APLW 001

Insats

för optimal placering av laboratorieglas på det understa planet.



- Maximal lastbredd: 470 mm
- Maximalt lastdjup: 490 mm

EAN: 4002516115298 / Materialnummer: 11104480 / Gamla materialnummer: 69300100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Vagnar för insatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	135
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, brutt höjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	4,20
Bruttovikt i kg	5,90