


APLW 002

Insats

för optimal placering av laboratorieglass med stor volym, 5 och 10 l.

EAN: 4002516115304 / Materialnummer: 11104490 / Gamla materialnummer: 69300200D



- Utrustad med 5 dysor
- För placering av upp till 4 flaskor med en Ø på max. 240 mm
- För placering av upp till 5 flaskor med en Ø på max. 190 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Modul för laboratorieglass, stor volym	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Flaskor [antal]	5
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	413
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	580
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,94
Bruttovikt i kg	8,49