

APLW 003

Insats

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym, upp till 20 l.



**Image**  
in progress

- Utrustad med 4 dysor
- För placering av upp till 2 flaskor med en Ø på max. 280 mm

EAN: 4002516115410 / Materialnummer: 11104500 / Gamla materialnummer: 69300300D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Flaskor [antal]	2
Erlenmeyerkolvar [antal]	2
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	400
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	580
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,08
Bruttovikt i kg	7,63