

APLW 004

Insats

för optimal placering av laboratorieglass med stor volym, upp till 50 l.



- Utrustad med 1 dysa

EAN: 4002516115427 / Materialnummer: 11104510 / Gamla materialnummer: 69300400D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Modul för laboratorieglass, stor volym	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Flaskor [antal]	1
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	588
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	760
Ytermått, bruttbredd i mm	625
Ytermått, bruttodjup i mm	715
Nettovikt i kg	4,68
Bruttovikt i kg	9,83