

APLW 005

Insats

för optimal placering av upp till 56 pipetter.



- För placering av upp till 56 pipetter anordnade diagonalt

EAN: 4002516115434 / Materialnummer: 11104520 / Gamla materialnummer: 69300500D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	56
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	308
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	570
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	610
Nettovikt i kg	6,40
Bruttovikt i kg	9,20