

APLW 006

Insats

för optimal placering av upp till 121 pipetter.



- För placering av upp till 121 pipetter anordnade lodrätt

EAN: 4002516115441 / Materialnummer: 11104530 / Gamla materialnummer: 69300600D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	121
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	195
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	575
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	610
Nettovikt i kg	4,94
Bruttovikt i kg	7,38