


APLW 008

Insats

för optimal placering av 3 pipettkassetter.



- För undre planet
- Pipettkassettenens mått: B 84 x H 384 x D 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materialnummer: 11104550 / Gamla materialnummer: 69300800D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	456
Ytermått, nettobredd i mm	179
Ytermått, nettodjup i mm	366
Ytermått, brutt höjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	7,64
Bruttovikt i kg	9,64