

APLW 009

Insats

för optimal placering av 2 pipettkassetter.



- För undre planet
- Maximal pipettlängd: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materialnummer: 11104560 / Gamla materialnummer: 69300900D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	166
Ytermått, nettobredd i mm	245
Ytermått, nettodjup i mm	66
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	610
Nettovikt i kg	6,22
Bruttovikt i kg	8,55