

APLW 010
Överkorg
med 156 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115489 / Materialnummer: 11104570 / Gamla materialnummer: 69301000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	156
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	162
Ytermått, nettobredd i mm	534
Ytermått, nettodjup i mm	569
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,16
Bruttovikt i kg	7,58