

APLW 011
Överkorg
med 110 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115496 / Materialnummer: 11104580 / Gamla materialnummer: 69301100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laborierglas	•
Kapacitet	
Vialer [antal]	110
Smalhalsade glas [antal]	110
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	532
Ytermått, nettodjup i mm	560
Ytermått, brutthöjd i mm	350
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	610
Nettovikt i kg	5,20
Bruttovikt i kg	7,80