

APLW 012

Överkorg

med 84 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115502 / Materialnummer: 11104590 / Gamla materialnummer: 69301200D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	84
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	158
Ytermått, nettobredd i mm	532
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, brutt höjd i mm	350
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	600
Nettovikt i kg	4,60
Bruttovikt i kg	7,40