

APLW 013/1  
Överkorg  
försedd med 42 injektordysor APLW 051



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115526 / Materialnummer: 11104610 / Gamla materialnummer: 69301301D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	42
Flaskor [antal]	42
Erlenmeyerkolvar [antal]	42
Rundkolvar [antal]	42
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	534
Ytermått, nettodjup i mm	569
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,88
Bruttovikt i kg	8,28
<b>Bipack</b>	
APLW 051, injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	42