

APLW 013/2

Överkorg

försedd med 32 injektordysor APLW 051 och 10 injektordysor APLW 055



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115533 / Materialnummer: 11104620 / Gamla materialnummer: 69301302D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	42
Flaskor [antal]	42
Erlenmeyerkolvar [antal]	42
Rundkolvar [antal]	42
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttdjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,55
Bruttovikt i kg	9,00
Bipack	
APLW 051, injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	32
APLW 055, injektordysa Ø 6 mm, längd 175 mm [antal]	10