

APLW 014/1

Överkorg

försedd med 20 injektordysor APLW 055



**Image**  
in progress

- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115557 / Materialnummer: 11104640 / Gamla materialnummer: 69301401D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	20
Flaskor [antal]	20
Erlenmeyerkolvar [antal]	20
Rundkolvar [antal]	20
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,22
Bruttovikt i kg	8,45
<b>Bipack</b>	
APLW 055, injektordysa Ø 6 mm, längd 175 mm [antal]	20