

APLW 015  
Överkorg  
med 16 lediga injektorplatser.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115571 / Materialnummer: 11104650 / Gamla materialnummer: 69301500D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	16
Flaskor [antal]	16
Erlenmeyerkolvar [antal]	16
Rundkolvar [antal]	16
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	532
Ytermått, nettodjup i mm	560
Ytermått, bruttohöjd i mm	340
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	600
Nettovikt i kg	4,00
Bruttovikt i kg	6,60