

APLW 016
Överkorg
med 27 lediga injektorplatser.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115588 / Materialnummer: 11104660 / Gamla materialnummer: 69301600D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	27
Flaskor [antal]	27
Erlenmeyerkolvar [antal]	27
Rundkolvar [antal]	27
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	260
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, bruttohöjd i mm	340
Ytermått, bruttbredd i mm	555
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	6,62