

APLW 018
Överkorg
med 121 + 24 lediga injektorplatser.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115601 / Materialnummer: 11104680 / Gamla materialnummer: 69301800D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Erlenmeyerkolvar [antal]	24
Rundkolvar [antal]	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	162
Ytermått, nettobredd i mm	534
Ytermått, nettodjup i mm	569
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,33
Bruttovikt i kg	7,76