


APLW 018/1

Överkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 048 och 24 injektordysor APLW 051 .

EAN: 4002516115717 / Materialnummer: 11104690 / Gamla materialnummer: 69301801D



- Endast lämplig för användning i övre planen

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Erlenmeyerkolvar [antal]	24
Rundkolvar [antal]	24
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	200
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	6,92
Bruttovikt i kg	11,42
<b>Bipack</b>	
APLW 051, injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	32
APLW 048, injektordysa Ø 2,5 mm, längd 80 mm [antal]	121