

APLW 019  
Överkorg  
med 121 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i övre planen

EAN: 4002516115724 / Materialnummer: 11104700 / Gamla materialnummer: 69301900D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	93
Ytermått, nettobredd i mm	534
Ytermått, nettodjup i mm	569
Ytermått, brutt höjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttdjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,52
Bruttovikt i kg	7,96