

APLW 020  
Underkorg  
med 121 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115748 / Materialnummer: 11104720 / Gamla materialnummer: 69302000D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	580
Ytermått, nettobredd i mm	534
Ytermått, nettodjup i mm	534
Ytermått, brutt höjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttdjup i mm	675
Nettovikt i kg	6,20
Bruttovikt i kg	8,64