

APLW 020/1
Underkorg
försedd med 121 injektordysor APLW 047.



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115755 / Materialnummer: 11104730 / Gamla materialnummer: 69302001D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	200
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	575
Ytermått, brutt höjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttdjup i mm	675
Nettovikt i kg	8,64
Bruttovikt i kg	11,26
Bipack	
APLW 047, injektordysa Ø 2,5 mm, längd 50 mm [antal]	121