

APLW 021
Underkorg
med 110 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115762 / Materialnummer: 11104740 / Gamla materialnummer: 69302100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	110
Vialer [antal]	110
Smalhalsade glas [antal]	110
Flaskor [antal]	110
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	575
Ytermått, nettobredd i mm	504
Ytermått, nettodjup i mm	450
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttdjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,91
Bruttovikt i kg	8,35