

APLW 022

Underkorg

med 70 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115779 / Materialnummer: 11104750 / Gamla materialnummer: 69302200D

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Modelltillhörighet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektorkorg | • |
| Underkorg | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål, Syntet |
| Färg | Rostfritt stål, Svart, Vit. |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglass | • |
| Kapacitet | |
| Smalhalsade glas [antal] | 70 |
| Flaskor [antal] | 70 |
| Erlenmeyerkolvar [antal] | 70 |
| Rundkolvar [antal] | 70 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 580 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 515 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 534 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 355 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 562 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 615 |
| Nettovikt i kg | 5,83 |
| Bruttovikt i kg | 8,27 |