

APLW 022
Underkorg
med 70 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115779 / Materialnummer: 11104750 / Gamla materialnummer: 69302200D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	70
Flaskor [antal]	70
Erlenmeyerkolvar [antal]	70
Rundkolvar [antal]	70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	580
Ytermått, nettobredd i mm	515
Ytermått, nettodjup i mm	534
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,83
Bruttovikt i kg	8,27