

APLW 024
Underkorg
med 42 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115793 / Materialnummer: 11104770 / Gamla materialnummer: 69302400D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	42
Flaskor [antal]	42
Erlenmeyerkolvar [antal]	42
Rundkolvar [antal]	42
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	21
Ytermått, nettodjup i mm	22
Ytermått, bruttohöjd i mm	352
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,22
Bruttovikt i kg	7,66