

APLW 024/1

Underkorg

försedd med 42 injektordysor APLW 052.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115809 / Materialnummer: 11104780 / Gamla materialnummer: 69302401D

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Produkttillhörighet</b>                          |                                  |
| Stora laboratoriediskmaskiner                       | •                                |
| <b>Modelltillhörighet</b>                           |                                  |
| PLW 6011  | •                                |
| PLW 6111  | •                                |
| <b>Produktkategori</b>                              |                                  |
| Injektorkorg  | •                                |
| Underkorg   | •                                |
| <b>Produktegenskaper</b>                            |                                  |
| Material  | Rostfritt stål, Syntet           |
| Färg  | Blå, Rostfritt stål, Svart, Vit. |
| <b>Användningsområde</b>                            |                                  |
| Rengöring av laboratorieglas                        | •                                |
| <b>Kapacitet</b>                                    |                                  |
| Smalhalsade glas [antal]                            | 42                               |
| Flaskor [antal]                                     | 42                               |
| Erlenmeyerkolvar [antal]                            | 42                               |
| Rundkolvar [antal]                                  | 42                               |
| <b>Mått och vikt</b>                                |                                  |
| Ytermått, nettohöjd i mm                            | 160                              |
| Ytermått, nettobredd i mm                           | 535                              |
| Ytermått, nettodjup i mm                            | 575                              |
| Ytermått, bruttohöjd i mm                           | 352                              |
| Ytermått, bruttbredd i mm                           | 562                              |
| Ytermått, bruttodjup i mm                           | 615                              |
| Nettovikt i kg                                      | 5,22                             |
| Bruttovikt i kg                                     | 8,83                             |
| <b>Bipack</b>                                       |                                  |
| APLW 052, injektordysa Ø 4 mm, längd 175 mm [antal] | 42                               |