

APLW 024/2

Underkorg

försedd med 32 injektordysor APLW 051 och 10 injektordysor APLW 055 .



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115816 / Materialnummer: 11104790 / Gamla materialnummer: 69302402D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	42
Flaskor [antal]	42
Erlenmeyerkolvar [antal]	42
Rundkolvar [antal]	42
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	220
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	575
Ytermått, bruttohöjd i mm	352
Ytermått, bruttbredd i mm	562
Ytermått, bruttdjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,97
Bruttovikt i kg	10,48
Bipack	
APLW 051, injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	32
APLW 055, injektordysa Ø 6 mm, längd 175 mm [antal]	10