

APLW 025  
Underkorg  
med 24 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet
- 230 x 490 mm användningsbart utrymme

EAN: 4002516115830 / Materialnummer: 11104810 / Gamla materialnummer: 69302500D

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkttillhörighet</b>    |                             |
| Stora laboratoriediskmaskiner | •                           |
| <b>Modelltillhörighet</b>     |                             |
| PLW 6011                      | •                           |
| PLW 6111                      | •                           |
| <b>Produktkategori</b>        |                             |
| Injektorkorg                  | •                           |
| Underkorg                     | •                           |
| <b>Produktegenskaper</b>      |                             |
| Material                      | Rostfritt stål, Syntet      |
| Färg                          | Rostfritt stål, Svart, Vit. |
| <b>Användningsområde</b>      |                             |
| Rengöring av laboratorieglass | •                           |
| <b>Kapacitet</b>              |                             |
| Smalhalsade glas [antal]      | 24                          |
| Flaskor [antal]               | 24                          |
| Erlenmeyerkolvar [antal]      | 24                          |
| Rundkolvar [antal]            | 24                          |
| <b>Mått och vikt</b>          |                             |
| Ytermått, nettohöjd i mm      | 136                         |
| Ytermått, nettobredd i mm     | 535                         |
| Ytermått, nettodjup i mm      | 582                         |
| Ytermått, bruttohöjd i mm     | 360                         |
| Ytermått, bruttbredd i mm     | 560                         |
| Ytermått, bruttodjup i mm     | 600                         |
| Nettovikt i kg                | 4,40                        |
| Bruttovikt i kg               | 7,40                        |