

APLW 025  
Underkorg  
med 24 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet
- 230 x 490 mm användningsbart utrymme

EAN: 4002516115830 / Materialnummer: 11104810 / Gamla materialnummer: 69302500D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Erlenmeyerkolvar [antal]	24
Rundkolvar [antal]	24
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	136
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	360
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	600
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	7,40