

APLW 027

Underkorg

med 16 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115878 / Materialnummer: 11104850 / Gamla materialnummer: 69302700D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	16
Flaskor [antal]	16
Erlenmeyerkolvar [antal]	16
Rundkolvar [antal]	16
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	570
Ytermått, nettobredd i mm	536
Ytermått, nettodjup i mm	516
Ytermått, bruttohöjd i mm	340
Ytermått, bruttbredd i mm	555
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,74
Bruttovikt i kg	7,05