

APLW 028
Underkorg
med 27 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115885 / Materialnummer: 11104860 / Gamla materialnummer: 69302800D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	27
Flaskor [antal]	27
Erlenmeyerkolvar [antal]	27
Rundkolvar [antal]	27
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	458
Ytermått, nettobredd i mm	420
Ytermått, nettodjup i mm	35
Ytermått, bruttohöjd i mm	340
Ytermått, bruttbredd i mm	555
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,98
Bruttovikt i kg	7,30