

APLW 030
Underkorg
med 12 lediga injektorplatser för dysor.

Miele

**Image
in progress**

- Endast lämplig för användning i understa planet
- 220 x 490 mm användningsbart utrymme

EAN: 4002516115908 / Materialnummer: 11104880 /
Gamla materialnummer: 69303000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	12
Flaskor [antal]	12
Erlenmeyerkolvar [antal]	12
Rundkolvar [antal]	12
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	135
Yttermått, nettobredd i mm	424
Yttermått, nettodjup i mm	582
Yttermått, bruttohöjd i mm	355
Yttermått, bruttbredd i mm	565
Yttermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,32
Bruttovikt i kg	6,72