


APLW 030/1

Underkorg

försedd med 6 injektordysor APLW 067 och 6 injektordysor APLW 066 .



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115915 / Materialnummer: 11104890 /

Gamla materialnummer: 69303001D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Svart, Vit.
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	12
Flaskor [antal]	12
Erlenmeyerkolvar [antal]	12
Rundkolvar [antal]	12
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	235
Yttermått, nettobredd i mm	535
Yttermått, nettodjup i mm	575
Yttermått, bruttohöjd i mm	355
Yttermått, bruttbredd i mm	565
Yttermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	5,34
Bruttovikt i kg	8,55
Bipack	
APLW 066, injektordysa Ø 6 mm, längd 175 mm [antal]	6
APLW 067, injektordysa Ø 6 mm, längd 225 mm [antal]	6