

APLW 031
Underkorg
med 9 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115922 / Materialnummer: 11104900 / Gamla materialnummer: 69303100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	9
Flaskor [antal]	9
Erlenmeyerkolvar [antal]	9
Rundkolvar [antal]	9
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	137
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	582
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttodjup i mm	615
Nettovikt i kg	4,52
Bruttovikt i kg	6,95