

APLW 032
Underkorg
med 121 + 24 lediga injektorplatser för dysor.



- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115939 / Materialnummer: 11104910 / Gamla materialnummer: 69303200D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	570
Ytermått, nettobredd i mm	536
Ytermått, nettodjup i mm	70
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	5,99
Bruttovikt i kg	8,31