

APLW 032

Underkorg

med 121 + 24 lediga injektorplatser för dysor.



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115939 / Materialnummer: 11104910 /

Gamla materialnummer: 69303200D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit.
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	570
Yttermått, nettobredd i mm	536
Yttermått, nettodjup i mm	70
Yttermått, bruttohöjd i mm	355
Yttermått, bruttbredd i mm	560
Yttermått, bruttodjup i mm	610
Nettovikt i kg	5,99
Bruttovikt i kg	8,31