

APLW 032/1

Underkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 048 och 24 injektordysor APLW 056.



Image
in progress

- Endast lämplig för användning i understa planet

EAN: 4002516115946 / Materialnummer: 11104920 / Gamla materialnummer: 69303201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Svart, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vialer [antal]	121
Smalhalsade glas [antal]	24
Flaskor [antal]	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	270
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	575
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	5,99
Bruttovikt i kg	13,98
Bipack	
APLW 048, injektordysa Ø 2,5 mm, längd 80 mm [antal]	121
APLW 056, injektordysa Ø 6 mm, längd 225 mm [antal]	24