


APLW 033
Hållargaller
för att skapa en jämn yta.



- Passar för APLW 000
- Reducering av den maximala lasthöjden på 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materialnummer: 11104930 / Gamla materialnummer: 69303300D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Täcknät	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	444
Ytermått, nettobredd i mm	473
Ytermått, nettodjup i mm	60
Ytermått, brutt höjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	435
Ytermått, bruttdjup i mm	512
Nettovikt i kg	1,22
Bruttovikt i kg	2,85