


APLW 034

Hällskydd

Höjd 250 mm, för fixering av ömtålig disk.



EAN: 4002516115960 / Materialnummer: 11104940 / Gamla materialnummer: 69303400D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	248
Ytermått, nettodjup i mm	248
Ytermått, brutt höjd i mm	330
Ytermått, bruttbredd i mm	312
Ytermått, bruttdjup i mm	315
Nettovikt i kg	0,52
Bruttovikt i kg	1,38