

APLW 036

Hällskydd

Höjd 45 mm, för fixering av ömtålig disk.



EAN: 4002516115984 / Materialnummer: 11104960 / Gamla materialnummer: 69303600D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	248
Ytermått, nettobredd i mm	248
Ytermått, nettodjup i mm	45
Ytermått, brutt höjd i mm	278
Ytermått, bruttbredd i mm	57
Ytermått, bruttdjup i mm	285
Nettovikt i kg	0,39
Bruttovikt i kg	0,53