

APLW 038

Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade Erlenmeyerkolvar och mätcylindrar.

EAN: 4002516116004 / Materialnummer: 11104980 / Gamla materialnummer: 69303800D



- Utrustad med 14 fjäderhakar
175 mm och 14 105 mm höjd

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	195
Ytermått, nettodjup i mm	450
Ytermått, brutt höjd i mm	345
Ytermått, bruttbredd i mm	435
Ytermått, bruttdjup i mm	510
Nettovikt i kg	0,60
Bruttovikt i kg	2,41