


APLW 040

Tillbehör

för optimal placering av provrör, höjd 100 mm.



- För användning med lock APLW 043

EAN: 4002516116028 / Materialnummer: 11105000 / Gamla materialnummer: 69304000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Maximal lasthöjd i mm	115
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	100
Ytermått, nettobredd i mm	220
Ytermått, nettodjup i mm	220
Ytermått, brutt höjd i mm	330
Ytermått, bruttbredd i mm	315
Ytermått, bruttdjup i mm	315
Nettovikt i kg	0,47
Bruttovikt i kg	1,58