

APLW 042

Tillbehör

för optimal placering av provrör, höjd 200 mm.



- För användning med lock APLW 043

EAN: 4002516116042 / Materialnummer: 11105020 / Gamla materialnummer: 69304200D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för reagensglas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Maximal lasthöjd i mm	215
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	202
Ytermått, nettobredd i mm	220
Ytermått, nettodjup i mm	220
Ytermått, brutt höjd i mm	325
Ytermått, bruttbredd i mm	305
Ytermått, bruttdjup i mm	310
Nettovikt i kg	0,65
Bruttovikt i kg	1,60