


APLW 043
Täcknät
för insats APLW 040–042



EAN: 4002516116059 / Materialnummer: 11105030 / Gamla materialnummer: 69304300D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Lucka	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	15
Ytermått, nettobredd i mm	205
Ytermått, nettodjup i mm	205
Ytermått, bruttohöjd i mm	215
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttodjup i mm	270
Nettovikt i kg	0,18
Bruttovikt i kg	0,55