


APLW 044
Delningsnät
för delning av grundytan i APLW 042.



EAN: 4002516116066 / Materialnummer: 11105040 / Gamla materialnummer: 69304400D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	75
Ytermått, nettobredd i mm	205
Ytermått, nettodjup i mm	200
Ytermått, brutt höjd i mm	215
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttdjup i mm	270
Nettovikt i kg	0,36
Bruttovikt i kg	0,60