

APLW 046

Injektordysa

med plaststöd, konformat och fjäderhållare, Ø 2,5, längd 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Materialnummer: 11105060 / Gamla materialnummer: 69304600D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 4 mm

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordysa	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	12
Ytermått, nettobredd i mm	20
Ytermått, nettodjup i mm	90
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01