

APLW 049

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 2,5, längd 155 mm.

EAN: 4002516116103 / Materialnummer: 11105090 / Gamla materialnummer: 69304900D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 4 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	31
Ytermått, nettobredd i mm	31
Ytermått, nettodjup i mm	165
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01