

APLW 050
Injektordysa
med plaststöd, stjärnformat, Ø 4, längd 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materialnummer: 11105100 / Gamla materialnummer: 69305000D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 5 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	33
Ytermått, nettobredd i mm	37
Ytermått, nettodjup i mm	77
Ytermått, bruttohöjd i mm	40
Ytermått, bruttbredd i mm	65
Ytermått, bruttodjup i mm	118
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,03